

SB Set GN CareBox 3D

HyClean 3D Efficiency GN Warranty Plus Box

Περιλαμβάνεται επέκταση εγγύησης για τις ηλεκτρικές σκούπες.

EAN: 4002516295594 / Αριθμός υλικού: 11452130 /
Παλιός αριθμός υλικού: 41996644EU1



- 4 συσκευασίες HyClean σε πρακτικό πλαστικό κουτί.
- Φιλτράρει περισσότερο από το 99,9% όλων των σωματιδίων σκόνης
- Επέκταση εγγύησης στα 5 έτη για τις ηλεκτρικές σκούπες Miele
- Δυνατότητα επέκτασης κατά τα πρώτα 2 έτη
- Περιεχ.: 16 σακ. σκούπας, 4 φίλτρα προστ. μοτέρ & 4 φίλτρα εξαρ.
- συμπ. για Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2