

WA CCR 0302 L

Κάψουλες CottonRepair

Ειδικό απορρυπαντικό για βαμβακερά, συσκευασία 3 τμχ. EasyOpen.

EAN: 4002516380481 / Αριθμός υλικού: 11485890 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 11997173EU9



- Ανανεώνει τα υφάσματα με μία μόνο πλύση
- Ειδική σύνθεση της Miele με τεχνολογία Nonozymes
- Αφαιρεί τους κόμπους και ανανεώνει τη φωτεινότητα των χρωμάτων
- Ανάλογα με το ύφασμα χρησιμοποιήστε το μόνο έως 1-2 φορές ετησίως
- Κάψουλες από 100% ανακυκλώσιμα υλικά – οικολογικό
- Για 3 εφαρμογές – για όλους τους τύπους πλυντηρίων