

## DOS K 85 flex

Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων

με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών καθαριστικών.



- Παρακολ. δοσομετρητή – υψηλή ασφάλεια διεργασίας με EN ISO 15883
- Για δοσολογία υγρού απορρυπαντικού/ουδετεροποιητή
- Σιφόνι 352 mm mm για κάνιστρα των 5-10 l με εύκαμπτο καπάκι
- Διατίθεται κιτ μετατροπής για σιφόνια για κάνιστρα των 10-30 l

EAN: 4002516357438 / Αριθμός υλικού: 11498880 / Παλιός αριθμός υλικού: 69747052D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντος	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ρυθμός παραγωγής σε ml/60 s	55
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης σε mm	352
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	1
Ουδέτερος αγωγός	N
AC/DC	AC
Τάση σε V	200-230
Συχνότητα σε Hz	50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,01
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	198
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	478
Καθαρό βάρος σε kg	2,25
Μικτό βάρος σε kg	2,45
Πρότυπα, πιστοποίηση, σύμβολα	
CE	•