

HGS 100

Γνήσιο γυάλινο μπολ της Miele

Ιδανικό για προετοιμασία ψητών, γκρατινέ και κέικ.

EAN: 4002516419884 / Αριθμός υλικού: 11514090 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 22996310EU1



- Για συνδυαστικούς φούρνους μικροκυμάτων της Miele
- Και για φούρνους μικροκυμάτων M 110 E και M 130 E της Miele
- Διαστάσεις: ΠxBxY 45,5 x 35,3 x 30,6 cm