

ProCare Tex 20 OB - 5 l
Λευκαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο, 5 l
με βάση το οξυγόνο.



- Για βέλτιστο καθαρισμό επίμονων λεκέδων
- Αναπτύχθηκε ειδικά για τη Miele Professional
- Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά
- Σταθερή παροχή οξυγόνου χάρη στις σταθεροπ. ουσίες ειδικής χρήσης

EAN: 4002516365471 / Αριθμός υλικού: 11520280 / Παλιός αριθμός υλικού: 59703101DE

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Αποτελέσματα πλύσης	
Λευκαντική δράση	Πολύ καλό
Δοσομέτρηση	
Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης	•
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
Πρόταση δοσολογίας	
Τιμή pH στους 20°C	1,5-2,5
Ιδιότητες προϊόντος	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	193,00
Ιδιότητες προϊόντος	
Τύπος μέσου	Λευκαντικό
Αλκαλικότητα	Όξινο
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Ενεργό οξυγόνο
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Ιδανική παροχή οξυγόνου με υγρό εκπλύσεως	•
Σταδιακή αποδέσμευση οξυγόνου χάρη στους ειδικούς σταθεροποιητές	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm ³	1,13
Αποδομείται χωρίς υπολείμματα	•
Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά	•
Αποθήκευση	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	12
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	256
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	148
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	193
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	249,00
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	148,00
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	193,00
Βάρος σε g	5650
Μικτό βάρος σε kg	6,00
Όγκος πλήρωσης σε ml	5000
Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•
Κανονισμός για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών	•