

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Λευκαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο, 10 l

για αποτελεσματική αφαίρεση επίμονων λεκέδων.



- Για χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional
- Απομακρύνει αξιόπιστα τις ακαθαρσίες
- Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά
- Σταθερή παροχή οξυγόνου χάρη στις σταθεροπ. ουσίες ειδ. χρήσης

EAN: 4002516365488 / Αριθμός υλικού: 11520320 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59703201DE

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Αποτελέσματα πλύσης</b>	
Λευκαντική δράση	Πολύ καλό
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης	•
Τιμή pH στους 20°C	1,5-2,5
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
<b>Χρήση</b>	
Συστήματα αυτοεξυτηρέτησης	•
Ξενοδοχεία και ξενώνες	•
Σπα, κέντρα ευεξίας και κέντρα αθλητισμού	•
Σχολεία και παιδικοί σταθμοί	•
Μικρές επιχειρήσεις	•
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και οίκοι ευγηρίας	•
Εστιατόρια, μπαρ και catering	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	228,00
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Τύπος μέσου	Λευκαντικό
Αλκαλικότητα	Όξινο
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Ενεργό οξυγόνο
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Ιδανική παροχή οξυγόνου με υγρό εκτύλιξης	•
Σταδιακή αποδέσμευση οξυγόνου χάρη στους ειδικούς σταθεροποιητές	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm <sup>3</sup>	1,13
Αποδομείται χωρίς υπολείμματα	•
Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά	•
<b>Αποθήκευση</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	314
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	202
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	306,00
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	204,00
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	228,00
Βάρος σε g	11300

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Λευκαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο, 10 l  
για αποτελεσματική αφαίρεση επίμονων λεκέδων.



EAN: 4002516365488 / Αριθμός υλικού: 11520320 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59703201DE

Μικτό βάρος σε kg	12,00
-------------------	-------

Όγκος πλήρωσης σε ml	10000
----------------------	-------

<b>Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα</b>	
--	--

Συμμόρφωση GHS/CLP	•
--------------------	---

Κανονισμός για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών	•
---	---