

ProCare Tex 20 OB - 20 l

Λευκαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο, 20 l

για αποτελεσματική αφαίρεση επίμονων λεκέδων.



- Για χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional
- Απομακρύνει αξιόπιστα τις ακαθαρσίες
- Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά
- Σταθερή παροχή οξυγόνου χάρη στις σταθεροπ. ουσίες ειδ. χρήσης

EAN: 4002516365495 / Αριθμός υλικού: 11520350 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 59703301DE

| | |
|---|-------------------|
| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
| Πλυντήρια ρούχων | • |
| Αποτελέσματα πλύσης | |
| Λευκαντική δράση | Πολύ καλό |
| Δοσομέτρηση | |
| Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης | • |
| Τιμή pH στους 20°C | 1,5-2,5 |
| Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση | • |
| Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού | • |
| Ιδιότητες προϊόντος | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C | 0 |
| Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C | 40 |
| Χρήση | |
| Συστήματα αυτοεξυτηρέτησης | • |
| Ξενοδοχεία και ξενώνες | • |
| Σπα, κέντρα ευεξίας και κέντρα αθλητισμού | • |
| Σχολεία και παιδικοί σταθμοί | • |
| Μικρές επιχειρήσεις | • |
| Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και οίκοι ευγηρίας | • |
| Εστιατόρια, μπαρ και catering | • |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 288,00 |
| Ιδιότητες προϊόντος | |
| Τύπος μέσου | Λευκαντικό |
| Αλκαλικότητα | Όξινο |
| Συγκεντρωτική μορφή | Συμπυκνωμένο υγρό |
| Σύνθεση | Ενεργό οξυγόνο |
| Χωρίς φωσφορικά άλατα | • |
| Ιδανική παροχή οξυγόνου με υγρό εκτύλιξης | • |
| Σταδιακή αποδέσμευση οξυγόνου χάρη στους ειδικούς σταθεροποιητές | • |
| Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm ³ | 1,13 |
| Αποδομείται χωρίς υπολείμματα | • |
| Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά | • |
| Αποθήκευση | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C | 0 |
| Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C | 40 |
| Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος | • |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 385 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 258 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 294 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 378,00 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 256,00 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 288,00 |
| Βάρος σε g | 22000 |

ProCare Tex 20 OB - 20 l

Λευκαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο, 20 l
για αποτελεσματική αφαίρεση επίμονων λεκέδων.



EAN: 4002516365495 / Αριθμός υλικού: 11520350 /
Παλιός αριθμός υλικού: 59703301DE

| | |
|-------------------|-------|
| Μικτό βάρος σε kg | 23,00 |
|-------------------|-------|

| | |
|----------------------|-------|
| Όγκος πλήρωσης σε ml | 20000 |
|----------------------|-------|

| | |
|--|--|
| Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα | |
|--|--|

| | |
|--------------------|---|
| Συμμόρφωση GHS/CLP | • |
|--------------------|---|

| | |
|---|---|
| Κανονισμός για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών | • |
|---|---|