

## ProCare Tex 11 - 10 kg

Απορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων, σε σκόνη, αλκαλικό, 10 kg

Απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης με ενισχυμένα ένζυμα, χωρίς φωσφορικά άλατα.

EAN: 4002516365532 / Αριθμός υλικού: 11520420 / Παλιός αριθμός υλικού: 59705201DE



- Για βέλτιστο καθαρισμό διαφόρων υφασμάτων
- Αναπτύχθηκε ειδικά για τη Miele Professional
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Βιολογικά ενεργά ένζυμα, περιέχει ενεργό οξυγόνο
- Άριστη απομάκρυνση βρομιάς και λίπους

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Αποτελέσματα πλύσης</b>	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεΐνης	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Πολύ καλό
Λευκαντική δράση	Πολύ καλό
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης	•
Τιμή pH του διαλύματος	10,0-11,0
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
<b>Χρήση</b>	
Καθαριστήρια	•
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Τύπος μέσου	Απορρυπαντικό για όλες τις χρήσεις
Αλκαλικότητα	Αλκαλικό
Συγκεντρωτική μορφή	Σκόνη
Σύνθεση	Ενεργό
Βιοδιασπώμενο χάρη στα ένζυμα ειδικού σκοπού	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C	•
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm <sup>3</sup>	0,60
Απλή χρήση	•
<b>Αποθήκευση</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	24
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	610
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	100,00
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	400,00
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	700,00
Βάρος σε g	10000
Μικτό βάρος σε kg	11,00
<b>Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα</b>	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•