

ProCare Tex 11 - 20 kg

Απορρυπαντικό για όλες τις χρήσεις, σε σκόνη, ήπια αλκαλικό, 20 kg για πλύση λευκών και χρωματιστών ειδών.



- Για χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Βιολογικά ενεργά ένζυμα, περιέχει ενεργό οξυγόνο
- Άριστη απομάκρυνση βρομιάς και λίπους

EAN: 4002516365549 / Αριθμός υλικού: 11520440 / Παλαιός αριθμός υλικού: 59705301DE

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Αποτελέσματα πλύσης	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεΐνης	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Πολύ καλό
Λευκαντική δράση	Πολύ καλό
Δοσομέτρηση	
Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης	•
Τιμή pH στους 20°C	10,0-11,0
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Χρήση	
Συστήματα αυτοεξυπηρέτησης	•
Ξενοδοχεία και ξενώνες	•
Σπα, κέντρα ευεξίας και κέντρα αθλητισμού	•
Σχολεία και παιδικό σταθμοί	•
Μικρές επιχειρήσεις	•
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και οικοί ευγηρίας	•
Εστιατόρια, μπαρ και catering	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	620,00
Ιδιότητες προϊόντος	
Τύπος μέσου	Απορρυπαντικό για όλες τις χρήσεις
Αλκαλικότητα	Αλκαλικό
Συγκεντρωτική μορφή	Σκόνη
Σύνθεση	Ενεργό
Βιοδιασπώμενο χάρη στα ένζυμα ειδικού σκοπού	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C	•
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες	•
Πυκνότητα (στοις 20°C) σε g/cm ³	0,60
Απλή χρήση	•
Αποθήκευση	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	750
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	140

ProCare Tex 11 - 20 kg

Απορρυπαντικό για όλες τις χρήσεις, σε σκόνη, ήπια αλκαλικό, 20 kg για πλύση λευκών και χρωματιστών ειδών.



EAN: 4002516365549 / Αριθμός υλικού: 11520440 /
Παλιός αριθμός υλικού: 59705301DE

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	140,00
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	440,00
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	620,00
Βάρος σε g	20000
Μικό βάρος σε kg	21,00
Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•