

A 814/1

Βάση

για βέλτιστο καθαρισμό-απολύμανση των μυτών του αερόμετρου και πιεζόμετρου.



- Για χρήση σε μονάδα A 315/1 και επάνω κάνιστρα A 105/1, O 177/1, APWD 061
- Γενική χρήση, για διάφορους τύπους μυτών
- Δυνατότητα χρήσης διαφόρων βάσεων σε συνδυασμό με το A 813/1
- Δυνατότητα χρήσης σε θερμικούς απολυμαντές PWD 8531 και PWD 8532

EAN: 4002516428558 / Αριθμός υλικού: 11691870 / Παλιός αριθμός υλικού: 68681401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Θερμικοί απολυμαντές

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8528

•

G 7831

•

PG 8581

•

PG 8591

•

PWD 8531

•

PWD 8532

•

PWA 8672

•

PWD 8682

•

PWD 8692

•

Κατηγορία προϊόντων

Βάση

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων

•

Χωρητικότητα

Ξέστρα υπερήχων [πλήθος]

1

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

48

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

22

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

108

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

117

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

305

Καθαρό βάρος σε kg

0,76

Μικτό βάρος σε kg

0,99