

GS RA 503 L

Λαμπруντικό πλυντηρίου πιάτων, 500 ml

για καλύτερο στέγνωμα και προσεκτική περιποίηση στα πλυντήρια πιάτων Miele.

EAN: 4002516431640 / Αριθμός υλικού: 11772190 /
Παλιός αριθμός υλικού: 21995532EU9



- Αξεπέραστη λάμψη για τα ποτήρια
- Βοηθά το στέγνωμα των σκευών
- Με σύνθεση για την προστασία ποτηριών κατά της διάβρωσης
- Ακριβής και απλή δοσομέτρηση χάρη στο ειδικό κλείσιμο
- Μπουκάλια από 100% ανακυκλώσιμα υλικά – οικολογικό