

RX2/RX3-YCR-MT12

Μπαταρία ιόντων λιθίου RX2/RX3 120

για συνεχόμενη λειτουργία της Scout RX2/RX3 επί 120 min.

EAN: 4002516435044 / Αριθμός υλικού: 11779170 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 4199701EU1



- Υψηλής ποιότητας μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας: 75,5 Wh
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη σε τεχνολ. Li χωρίς φαινόμενο μνήμης
- Προστασία από βραχυκυκλώματα, υπερθέρμανση και υπερτάση
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας είναι γρήγορη και απλή
- Κάθε κυψέλη υψηλής απόδοσης ελέγχεται ξεχωριστά