

## XKM 3200 WL LMD

Μονάδα επικοινωνίας

για σύνδεση σε Miele MOVE, λογισμικό Segosoft Miele Edition ή άλλο λογισμικό.



- Υπερσύγχρονη σύνδεση στην υπηρεσία Miele Cloud
- Ασφαλής μετάδοση σε WiFi ή Ethernet με κρυπτογράφηση
- Η διασύνδεση REST με την παροχή δεδομένων σε μορφή αρχείου JSON
- Ευέλικτη λειτουργία σε τοπικά δίκτυα
- Η συσκευή αποθηκεύει έως 30 εγγραφές διαδικασιών
- Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με DataDiary

EAN: 4002516567226 / Αριθμός υλικού: 11795280 / Παλιός αριθμός υλικού: 68822103D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντος	
Τεκμηρίωση διεργασιών/τεκμηρίωση χειρισμού/επικοινωνία	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Γκρι
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία οφθαλματρικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία ρομποτικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία γυναικολογικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
Επανεπεξεργασία λεκανών	•
Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων	•
Επανεπεξεργασία μπιμπερό	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων ορθοπεδικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία ενδομυελικών βελόνων/φρεζών μυελού οστών	•
Επανεπεξεργασία δίσκων	•
Επανεπεξεργασία δικτυωτών δίσκων	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	39
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	88
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	110
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	140
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	295
Καθαρό βάρος σε kg	0,61

XKM 3200 WL LMD

Μονάδα επικοινωνίας

για σύνδεση σε Miele MOVE, λογισμικό Segosoft Miele Edition ή άλλο λογισμικό.

EAN: 4002516567226 / Αριθμός υλικού: 11795280 / Παλιός αριθμός υλικού: 68822103D



Μικτό βάρος σε kg

0,86

**Πρότυπα, πιστοποιητ., σύμβολα**

CE

•

FCC

•

UKCA

•

EAC

•