

KFN 4777 CD

Ανεξάρτητος ψυγείοκαταψύκτης με PerfectFresh Pro και NoFrost για φρεσκάδα που διαρκεί και επιπλέον άνεση.



- Επαγγελματική αποθήκευση – φρεσκάδα διάρκειας με PerfectFresh Pro
- Δεν σχηματίζεται πάγος και δεν χρειάζεται απόψυξη – NoFrost
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας εντός της συσκευής – DynaCool
- Μη ορατός σχηματισμός συμπυκνώματος χάρη στο στεγνό πίσω τοίχωμα
- Απαλό κλείσιμο της πόρτας με το SoftClose



EAN: 4002516516187 / Αριθμός υλικού: 11951000 / Παλιός αριθμός υλικού: 38477730EU1

| | |
|--|--------------------------------|
| Κατηγορία συσκευής | |
| Ψυγείοκαταψύκτης | • |
| Τύπος κατασκευής | |
| Ανεξάρτητη συσκευή | • |
| Άρθρωση πόρτας | δεξιά |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | • |
| Σχεδιασμός | |
| Χρώμα πλαισίου | Ασημί |
| Χρώμα πρόσοψης | Ανοξειδωτο/CleanSteel |
| Φωτισμός συντήρησης | LED |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Δικτύωση με το Miele@home | • |
| Σύστημα φρεσκάδας | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| XL εσωτερικό | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Κρυφός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας | Χειρολαβή EasyOpen |
| Στοιχεία ελέγχου | |
| Αρχή λειτουργίας | SensorTouch |
| Ρύθμιση ακριβείας | Θερμ. συντήρησης και κατάψυξης |
| Δυνατότητα απενεργοποίησης τμήματος συντήρησης | Ναι |
| Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης | Ναι |
| Αυτόματο SuperCool | • |
| Εντατική κατάψυξη | • |
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 3 |
| Λειτουργία Sabbath | • |
| Λειτουργία πάρτυ | • |
| Λειτουργία διακοπών | • |
| Ψυγείο/τμήμα συντήρησης | |
| Αριθμός ραφιών με αναδιπλούμενα ράφια (FlexiBoard) | 4 1 |
| Χρωμαωμένη μεταλλική φιαλοθήκη | • |
| Αριθμός ψυχρότερων συρταριών | 1 |
| Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κονσέρβες τροφίμων | 2 |
| Ράφι πόρτας για φιάλες | 1 |
| Ράφια πόρτας | 3 |
| Καταψύκτης/τμήμα κατάψυξης | |
| Πλήθος συρταριών καταψύκτη | 3 |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | C |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 170,10 |
| 24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh | 0,46 |
| Safety | |
| Λειτουργία κλειδώματος | • |

KFN 4777 CD

Ανεξάρτητος ψυγείοκαταψύκτης

με PerfectFresh Pro και NoFrost για φρεσκάδα που διαρκεί και επιπλέον άνεση.




EAN: 4002516516187 / Αριθμός υλικού: 11951000 /
Παλιός αριθμός υλικού: 38477730EU1

| | |
|--|---------------------|
| Ηχητική ειδοποίηση πόρτας | • |
| Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
| Οπτική ειδοποίηση πόρτας | • |
| Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας | • |
| Ένδειξη διακοπής ρεύματος για το τμήμα κατάψυξης | • |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 600 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 1855 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 675 |
| Βάρος σε kg | 75,3 |
| Κλιματική κλάση | SN-T |
| Τμήμα συντήρησης σε l | 218 |
| με ζώνη PerfectFresh σε l | 53 |
| 4* τμήμα κατάψυξης σε l | 103 |
| Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l | 320 |
| Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες | 20 |
| Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h | 10,00 |
| Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D) | B |
| Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW | 35 |
| Κατανάλωση ρεύματος (mA) | 1400 |
| Τάση σε V | 220-240 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Συχνότητα σε Hz | 50-60 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2,0 |
| Αντικατάσταση λυχνιών | Εξυπηρέτηση πελατών |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| Αυγοθήκη | • |
| Παγοθήκη | • |


KFN 4777 CD

Ανεξάρτητος ψυγείοκαταψύκτης

με PerfectFresh Pro και NoFrost για φρεσκάδα που διαρκεί και επιπλέον άνεση.



KFN4777CD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)