

WA UD 1502 L  
UltraDark 1,5 l  
για μαύρα και σκούρα υφάσματα.

EAN: 4002516531654 / Αριθμός υλικού: 11986760 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 11997232EU2



- Συνδυάζει ισχυρή απόδοση καθαρισμού και υψηλή προστασία των ινών
- ColorProtect για ζωντανά χρώματα που διαρκούν
- Προστασία από φθορές: προστασία των ρούχων από αποχρωματισμό
- Περιέχει 7 ένζυμα για απόλυτη καθαριότητα
- Φιάλες από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό – φιλικό προς το περιβάλλον
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό – για 60 πλύσεις