

WA CCO 0603 L

Επιλογή από κάψουλες

Επιλεγμένες κάψουλες, συσκευασία δοκιμής 6 τμχ. EasyOpen.

EAN: 4002516547815 / Αριθμός υλικού: 12014160 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 11997223EU4



- CottonRepair για την αποκατάσταση των ινών στα ρούχα
- Ειδικό απορρυπαντικό για πουπουλένια, μάλλινα και αθλητικά ρούχα
- Booster με αποτελεσματικές ιδιότητες κατά των λεκέδων
- Μαλακτικό Aqua με άρωμα φρεσκάδας
- Κάψουλες από 100% ανακυκλώσιμα υλικά – οικολογικό
- Για 6 εφαρμογές – για όλους τους τύπους πλυντηρίων