

FA DF 452 L  
Σετ 3 x Miele DryFresh™  
για 150 κύκλους στεγνώματος – Φρεσκάρισμα και άρωμα.

EAN: 4002516561200 / Αριθμός υλικού: 12026040 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 11997236EU1



- Με Freshplex™ για εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών
- Φρεσκάρει τα στεγνά ρούχα στο πρόγρ. «Στέγνωμα με χρονοδιακόπτη»
- Τέλεια αρωματισμένα ρούχα – χωρίς μαλακτικό
- Μπορεί να συνδυαστεί με άλλες αρωματικές κάψουλες Miele
- Από αρωματοποιούς της Provence ειδικά για τη Miele
- Για όλα τα στεγνωτήρια Miele T1 με FragranceDos