

FA DF 152 L

Φιαλίδιο αρώματος DryFresh™ 12,5 ml

Για 50 κύκλους στεγνώματος.



EAN: 4002516560890 / Αριθμός υλικού: 12026890 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 11997235EU2

- Με Freshplex™ για εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών
- Φρεσκάρει τα στεγνά ρούχα στο πρόγρ. «Στέγνωμα με χρονοδιακόπτη»
- Τέλεια αρωματισμένα ρούχα – χωρίς μαλακτικό
- Μπορεί να συνδυαστεί με άλλες αρωματικές κάψουλες Miele
- Για όλα τα στεγνωτήρια Miele T1 με FragranceDos