

APWD 325

Ένθετο

επανεπεξεργασία σωλήνων για συστήματα οδοντιατρικού N2O.



- Δυνατότητα ταυτόχρονης επανεπεξεργασίας για έως 5 σετ διπλών σωλήνων
- Με σετ αντάπτορα για ασφαλή σύνδεση σε σύστημα εγχυτήρων
- Αξιόπιστος εσωτερικός/εξωτερικός καθαρισμός και στέγνωμα σωλήνων
- Παράλληλη επανεπεξεργασία μάσκας ασθενή σε δικτυωτό δίσκο E 146
- Διατήρηση μεγάλης χωρητικότητας για άλλα εργαλεία σε κάθε κύκλο

EAN: 4002516610908 / Αριθμός υλικού: 12036420 / Παλιός αριθμός υλικού: 68632500D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8581	•
PG 8591	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Σιλικόνη
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Γκρι
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	132
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	324
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	379
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	335
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	380
Καθαρό βάρος σε kg	2,23
Μικτό βάρος σε kg	2,62