


APLW 214 Set LAB

Σετ κανίστρων

επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου με ακροφύσια έγχυσης και ένθετα.



- Για στερέωση 36 στενών και άλλων εργαστηριακών γυάλινων σκευών
- Αποτελείται από το πάνω κανίστρο A 101 και το κάτω κανίστρο A 150
- Με ένθετο A 11/2 και 2 μονάδες A 301/5
- Μέρος του συστήματος EasyLoad

EAN: 4002516585169 / Αριθμός υλικού: 12036820 / Παλιός αριθμός υλικού: 69621400D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
Πάνω κανίστρο	•
Κάτω κανίστρο	•
Άλλα εξαρτήματα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	36
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	1
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	1
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	450
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	590
Καθαρό βάρος σε kg	10,33
Μικτό βάρος σε kg	13,75