

WA SP 1501 L

Αθλητικά ρούχα 1,5 l

τέλειο για αθλητικά ρούχα και στολές υψηλής ποιότητας.

EAN: 4002516605386 / Αριθμός υλικού: 12111960 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11997255EU2



- Υγιεινή καθαριότητα και φρεσκάδα που διαρκεί
- Διατηρεί τη διαπνοϊκή λειτουργία των υφασμάτων
- Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές
- Φροντίζει τις ίνες των ρούχων για να μη χάνουν το σχήμα τους
- Φιάλες από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό – φιλικό προς το περιβάλλον
- Ανακυκλώσιμο μπουκάλι.
Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο εξωτερικά