

APLW 870

Σετ ακροφυσίων εγχυτήρων με στήριξη, για τον καθαρισμό φιαλιδίων καθίζησης (κώνων Imhoff).



- Το σετ αποτελείται από 4 ειδικά ακροφύσια με θήκες
- Μέγιστη διάμετρος 120 mm, μέγιστο ύψος 470 mm
- Για χρήση με τη χωριστά διαθέσιμη μονάδα έγχυσης A 300/2
- Για χρήση με τη χωριστά διαθέσιμη μονάδα έγχυσης A 300/3
- Για χρήση με τη χωριστά διαθέσιμη μονάδα έγχυσης A 620
- Μέρος του συστήματος EasyLoad

EAN: 4002516638124 / Αριθμός υλικού: 12151110 / Παλιός αριθμός υλικού: 69687000D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Κύλινδροι μέτρησης [πλήθος]	4
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	85
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	175
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	290
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	300
Καθαρό βάρος σε kg	0,39
Μικτό βάρος σε kg	0,56