

PKF-RO/1

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Για προστασία των μεμβρανών του συστήματος αντίστροφης όσμωσης.

EAN: 4002516691655 / Αριθμός υλικού: 12295400 / Παλιός αριθμός υλικού: 67809802D



- Αφαιρεί ουσίες που προκαλούν οσμές, τη θαμπάδα και το χλώριο
- Εύρος ρυθμού ροής: 0-300 l/h
- Πίεση λειτουργίας: 1-6 bar. Μέγ. πτώση πίεσης: 40 kPa
- Θερμοκρασία νερού: 4-35°C
- Μέγιστη διάρκεια ζωής: 1 έτος ή μετά το φιλτράρισμα 40 m³ νερού

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Παρόμοια προϊόντα	
PTD 701	•
PTD 702	•
Κατηγορία προϊόντος	
Κατεργασία νερού	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	285
Καθαρό βάρος σε kg	0,49
Μικτό βάρος σε kg	0,58