

GN HyClean Pure

Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας HyClean Pure GN
για Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2.

EAN: 4002516769781 / Αριθμός υλικού: 12421130 /
Παλιός αριθμός υλικού: 41996720INT



- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στους οδηγούς ροής αέρα 3D
- 80% ανακυκλωμένο υλικό* και απόλυτη απόδοση – ασυναγώνιστο στην αγορά
- Καθαρή αντικατάσταση σακούλας, χάρη στο αυτόματο κλείσιμο
- Μέγιστη απόδοση κατά το σκούπισμα σε χαμηλή βαθμίδα ισχύος
- Περιεχ.: 4 σακ. σκούπας, 1 φίλτρο προστ. μοτέρ & 1 φίλτρο εξαερ.
- συμπ. για Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2

* με ανοχή +/-5%