

APLW 883

Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης

έξτρα αντλία μεμβράνης διανομής & σωλ. αναρρόφ., εσ. δοχεία 5-10 l για PLW 8636.



- Για δοχεία 5-10 l στο συρτάρι δοσομέτρησης
- Ο σωλήνας αναρρόφησης διαθέτει ανίχνευση στάθμης
- Εγκατάσταση από το Miele service

EAN: 4002516744603 / Αριθμός υλικού: 12426680 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69688300D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων

•

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Κατηγορία προϊόντων

Κιτ μετατροπής

•

Σύστημα δοσομέτρησης

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

125

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

165

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

350

Καθαρό βάρος σε kg

0,79

Μικτό βάρος σε kg

0,95