

APLW 884

Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης

έξτρα αντλία μεμβράνης διανομής & σωλ. αναρρόφ., εξ. δοχεία 5-10 l για PLW 8636.



EAN: 4002516745518 / Αριθμός υλικού: 12426740 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69688400D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων

•

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Κατηγορία προϊόντων

Κιτ μετατροπής

•

Σύστημα δοσομέτρησης

•

- Για δοχεία 5-10 l, τοποθετημένα εκτός της συσκευής
- Ο σωλήνας αναρρόφησης διαθέτει ανίχνευση στάθμης
- Εγκατάσταση από το Miele service