

APLW 885

Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης
έξτρα αντλία μεμβράνης διανομής & σωλ. αναρρόφ., εξ. δοχ. 10-20 l για PLW 8636.



EAN: 4002516745525 / Αριθμός υλικού: 12426770 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69688500D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•

Κατηγορία προϊόντων

Κιτ μετατροπής	•
Σύστημα δοσομέτρησης	•

- Για δοχεία 10-20 l, τοποθετημένα εκτός της συσκευής
- Ο σωλήνας αναρρόφησης διαθέτει ανίχνευση στάθμης
- Εγκατάσταση από το Miele service