

APLW 886

Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης

παρακολούθηση παροχής μέσω ογκομετρικού μετρητή, για τοποθέτηση στο PLW 8636.



- Πιο ακριβής μέτρηση ποσότητας με τη χρήση γραναζωτών ογκομετρικών μετρητών
- Εγκατάσταση από το Miele service

EAN: 4002516745433 / Αριθμός υλικού: 12426910 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69688600D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων

•

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Κατηγορία προϊόντων

Κιτ μετατροπής

•

Σύστημα δοσομέτρησης

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

80

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

95

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

110

Καθαρό βάρος σε kg

0,03

Μικτό βάρος σε kg

0,08