

APLW 887

Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης

πρόσθετος σωλήνας αναρρόφησης, για εξωτ. δοχεία 10-20 l για PLW 8636.



EAN: 4002516745082 / Αριθμός υλικού: 12426920 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69688700D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων

•

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Κατηγορία προϊόντων

Κιτ μετατροπής

•

Σύστημα δοσομέτρησης

•

- Για δοχεία 10-20 l, τοποθετημένα εκτός της συσκευής
- Ο σωλήνας αναρρόφησης διαθέτει ανίχνευση στάθμης
- Εγκατάσταση από το Miele service