

ProCare Tex 10 A - 5 l

Μοναδικό απορρυπαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, αλκαλικό, 5 l για πλύση λευκών και χρωματιστών ειδών.



- Για χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional
- Βασισμένο σε βιώσιμες πρώτες ύλες
- Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης και άψογος καθαρισμός με οικονομική χρήση
- Άριστη απομάκρυνση πρωτεΐνης και λίπους
- Με την ετικέτα EU Eco

EAN: 4002516757931 / Αριθμός υλικού: 12441960 / Παλιός αριθμός υλικού: 59701102V1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Αποτελέσματα πλύσης	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεΐνης	Καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Καλό
Δοσομέτρηση	
Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης	•
Τιμή pH στους 20°C	12,6
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Χρήση	
Συστήματα αυτοεξυπηρέτησης	•
Ξενοδοχεία και ξενώνες	•
Σπα, κέντρα ευεξίας και κέντρα αθλητισμού	•
Σχολεία και παιδικόι σταθμοί	•
Μικρές επιχειρήσεις	•
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και οίκοι ευγηρίας	•
Εστιατόρια, μπαρ και catering	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	193,00
Ιδιότητες προϊόντος	
Τύπος μέσου	Απορρυπαντικό χωρίς λευκαντικά
Αλκαλικότητα	Αλκαλικό
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Αλκάλια,Επιφανειοδραστικά
Βιοδιασπώμενο	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C	•
Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης	•
Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm ³	1,17
Βασισμένο σε 100% βιώσιμες πρώτες ύλες	•
Αποθήκευση	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	256
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	148

ProCare Tex 10 A - 5 l

Μοναδικό απορρυπαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, αλκαλικό, 5 l για πλύση λευκών και χρωματιστών ειδών.



EAN: 4002516757931 / Αριθμός υλικού: 12441960 / Παλιός αριθμός υλικού: 59701102V1

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	193
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	249
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	148
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	193
Βάρος σε g	6250
Μικό βάρος σε kg	6,53 kg
Όγκος πλήρωσης σε ml	5000
Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•
Ετικέτα Eco EE	•
Αριθμοί επαλήθευσης	
Ετικέτα Eco EE: DE/039/019	•