

## ProCare Tex 10 A - 10 l

Μοναδικό απορρυπαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, αλκαλικό, 10 l χωρίς φωσφορικά άλατα, με ετικέτα EU Eco.



- Ειδικά σχεδιασμένο για τη σειρά Miele Professional
- Βασισμένο σε βιώσιμες πρώτες ύλες
- Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης και άψογος καθαρισμός με οικονομική χρήση
- Άριστη απομάκρυνση πρωτεΐνης και λίπους
- Με την ετικέτα EU Eco

EAN: 4002516757771 / Αριθμός υλικού: 12441970 / Παλιός αριθμός υλικού: 59701202V1

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Αποτελέσματα πλύσης</b>	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεΐνης	Καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Καλό
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης	•
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
<b>Πρόταση δοσολογίας</b>	
Τιμή pH στους 20°C	12,6
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
<b>Χρήση</b>	
Καθαριστήρια	•
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
Καθαρισμός αθλητικών ρούχων	•
Καθαρισμός ρούχων outdoor	•
Καθαρισμός ρούχων εργασίας	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	228,00
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Τύπος μέσου	Απορρυπαντικό χωρίς λευκαντικά
Αλκαλικότητα	Αλκαλικό
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	
Βιοδιασπώμενο	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C	•
Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης	•
Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm <sup>3</sup>	1,17
Βασισμένο σε 100% βιώσιμες πρώτες ύλες	•
<b>Αποθήκευση</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	24
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	314
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	202
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	306

## ProCare Tex 10 A - 10 l

Μοναδικό απορρυπαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, αλκαλικό, 10 l  
χωρίς φωσφορικά άλατα, με ετικέτα EU Eco.



EAN: 4002516757771 / Αριθμός υλικού: 12441970 / Παλιός αριθμός υλικού: 59701202V1

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	204
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	228
Βάρος σε g	12500
Μικό βάρος σε kg	12,26 kg
Όγκος πλήρωσης σε ml	10000
<b>Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα</b>	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•
Ετικέτα Eco EE	•
<b>Αριθμοί επαλήθευσης</b>	
Ετικέτα Eco EE: DE/039/019	•