

ProCare Tex 10 A - 20 l

Μοναδικό απορρυπαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, αλκαλικό, 20 l για πλύση λευκών και χρωματιστών ειδών.



- Για χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional
- Βασισμένο σε βιώσιμες πρώτες ύλες
- Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης και άψογος καθαρισμός με οικονομική χρήση
- Άριστη απομάκρυνση πρωτεΐνης και λίπους
- Με την ετικέτα EU Eco

EAN: 4002516757795 / Αριθμός υλικού: 12441980 / Παλιός αριθμός υλικού: 59701302V1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια ρούχων

•

Δοσομέτρηση

Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης

•

Αυτόματη δοσομέτρηση

•

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού

•

Ιδιότητες προϊόντος

Τύπος μέσου

Απορρυπαντικό χωρίς λευκαντικά

Αλκαλικότητα

Αλκαλικό

Συγκεντρωτική μορφή

Συμπυκνωμένο υγρό

Σύνθεση

Αλκάλια, Επιφανειοδραστικά

Τιμή pH στους 20°C

12,6

Βιοδιασπώμενο

•

Χωρίς φωσφορικά άλατα

•

Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C

•

Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C

•

Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης

•

Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση

•

Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm³

1,17

Βασισμένο σε 100% βιώσιμες πρώτες ύλες

•

Αποτελέσματα πλύσης

Αφαίρεση ρύπων

•

Αφαίρεση πρωτεΐνης

•

Απομάκρυνση λίπους

•

Χρήση

Συστήματα αυτοεξυπηρέτησης

•

Ξενοδοχεία και ξενώνες

•

Σπα, κέντρα ευεξίας και κέντρα αθλητισμού

•

Σχολεία και παιδικοί σταθμοί

•

Μικρές επιχειρήσεις

•

Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και οίκοι ευγηρίας

•

Ιατρεία και κλινικές

•

Εστιατόρια, μπαρ και catering

•

Αποθήκευση

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C

0

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C

40

Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη

•

Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

385

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

258

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

294

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

378

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

256

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

288

ProCare Tex 10 A - 20 l

Μοναδικό απορρυπαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, αλκαλικό, 20 l για πλύση λευκών και χρωματιστών ειδών.



EAN: 4002516757795 / Αριθμός υλικού: 12441980 /
Παλιός αριθμός υλικού: 59701302V1

Βάρος σε g 24000

Μικτό βάρος σε kg 24,34 kg

Όγκος πλήρωσης σε ml 20000

Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα

Συμμόρφωση GHS/CLP

•

Ετικέτα Eco EE

•

Αριθμοί επαλήθευσης

Ετικέτα Eco EE: DE/039/019

•