

## ProCare Tex 10 MA - 5 l

Απορρυπαντικό για ευαίσθητα/χρωματιστά, συμπ. υγρό, ελαφρά αλκαλικό, 5 l εξαιρετικά αποτελεσματικό, χωρίς φωσφορικά άλατα, με ετικέτα EU Eco.



- Αναπτύχθηκε ειδικά για τη Miele Professional
- Χωρίς οπτικά λευκαντικά και λευκαντικές ουσίες
- Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης, ρύθμιση αφρού
- Επαρκής απομάκρυνση πρωτεΐνης και λίπους
- Με ετικέτα EU Eco

EAN: 4002516757665 / Αριθμός υλικού: 12442010 / Παλιός αριθμός υλικού: 59702102V1

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Αποτελέσματα πλύσης</b>	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεΐνης	Καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Καλό
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης	•
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
<b>Πρόταση δοσολογίας</b>	
Τιμή pH στους 20°C	9,5
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	4
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
<b>Χρήση</b>	
Καθαριστήρια	•
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
Καθαρισμός αθλητικών ρούχων	•
Καθαρισμός ρούχων outdoor	•
Καθαρισμός ρούχων εργασίας	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	193,00
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Τύπος μέσου	Απορρυπαντικό για ευαίσθητα/χρωματιστά
Αλκαλικότητα	Ελαφρά αλκαλικό
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Αλκάλια, Συντηρητικά, Επιφανειοδραστικά
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C	•
Ρύθμιση αφρού	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm <sup>3</sup>	1,03
<b>Αποθήκευση</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	4
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξη χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	24
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	256
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	148
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	193
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	249

## ProCare Tex 10 MA - 5 l

Απορρυπαντικό για ευαίσθητα/χρωματιστά, συμπ. υγρό, ελαφρά αλκαλικό, 5 l  
εξαιρετικά αποτελεσματικό, χωρίς φωσφορικά άλατα, με ετικέτα EU Eco.



EAN: 4002516757665 / Αριθμός υλικού: 12442010 / Παλιός αριθμός υλικού: 59702102V1

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	148
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	193
Βάρος σε g	5450
Μικό βάρος σε kg	5,73 kg
Όγκος πλήρωσης σε ml	5000
<b>Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα</b>	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•
Ετικέτα Eco EE	•
<b>Αριθμοί επαλήθευσης</b>	
Ετικέτα Eco EE: DE/039/020	•