

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Απορρυπαντικό για ευαίσθητα/χρωματιστά, συμπ. υγρό, ελαφρά αλκαλικό, 20 l εξαιρετικά αποτελεσματικό, χωρίς φωσφορικά άλατα, με ετικέτα EU Eco.



- Αναπτύχθηκε ειδικά για τη Miele Professional
- Χωρίς οπτικά λευκαντικά και λευκαντικές ουσίες
- Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης, ρύθμιση αφρού
- Επαρκής απομάκρυνση πρωτεΐνης και λίπους
- Με ετικέτα EU Eco

EAN: 4002516757559 / Αριθμός υλικού: 12442070 / Παλιός αριθμός υλικού: 59702302V1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Αποτελέσματα πλύσης	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεΐνης	Καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Καλό
Δοσομέτρηση	
Δυνατότητα ρύθμισης συγκέντρωσης δοσομέτρησης	•
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
Πρόταση δοσολογίας	
Τιμή pH στους 20°C	9,5
Ιδιότητες προϊόντος	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	4
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Χρήση	
Καθαριστήρια	•
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
Καθαρισμός αθλητικών ρούχων	•
Καθαρισμός ρούχων outdoor	•
Καθαρισμός ρούχων εργασίας	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	288,00
Ιδιότητες προϊόντος	
Τύπος μέσου	Απορρυπαντικό για ευαίσθητα/χρωματιστά
Αλκαλικότητα	Ελαφρά αλκαλικό
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Αλκάλια, Συντηρητικά, Επιφανειοδραστικά
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C	•
Ρύθμιση αφρού	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm ³	1,03
Αποθήκευση	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	4
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξη χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	24
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	385
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	258
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	294
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	378

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Απορρυπαντικό για ευαίσθητα/χρωματιστά, συμπ. υγρό, ελαφρά αλκαλικό, 20 l
εξαιρετικά αποτελεσματικό, χωρίς φωσφορικά άλατα, με ετικέτα EU Eco.



EAN: 4002516757559 / Αριθμός υλικού: 12442070 / Παλιός αριθμός υλικού: 59702302V1

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	256
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	288
Βάρος σε g	21000
Μικό βάρος σε kg	22,00 kg
Όγκος πλήρωσης σε ml	20000
Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•
Ετικέτα Eco EE	•
Αριθμοί επαλήθευσης	
Ετικέτα Eco EE: DE/039/020	•