

ProCare Universal 77 A - 500 g  
Καθαριστικό συσκευής, αλκαλικό, 500 g  
για την αφαίρεση επίμονων επικαθίσεων αμύλου.



- Απομάκρυνση λιπαρών επικαθίσεων
- Μείωση των οσμών
- Σχεδιάστηκε ειδικά για συσκευές Miele Professional

EAN: 4002516771524 / Αριθμός υλικού: 12456030 / Παλιός αριθμός υλικού: 66921701V1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων ProfiLine	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Πλυντήρια ρούχων	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Εφαρμογές	
Απομάκρυνση λίπους	Πολύ καλό
Αφαίρεση λαδιών	Πολύ καλό
Αφαίρεση πρωτεΐνης	Πολύ καλό
Αφαίρεση άμυλου	Πολύ καλό
Πρόταση δοσολογίας	
Πρόταση δοσολογίας ανά κύκλο πλύσης	1 δόση
Κατάλληλο για κάθε σκληρότητα νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Τύπος μέσου	Καθαριστικό συσκευής
Συγκεντρωτική μορφή	Σκόνη
Σύνθεση	Φωσφορικά άλατα, Λευκαντικό με βάση το
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	5
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	35
Κατάλληλο για ανοξείδωτα	•
Καλή δυνατότητα καθαρισμού	•
Πολύ απαλό με τα υλικά	•
Υψηλή περιεκτικότητα σε ουσίες διασποράς	•
Ισχυρό καθαριστικό με επιφανειοδραστικά	•
Σημαντικά αποτελέσματα γαλακτωματοποίησης και διασποράς	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	133
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	130
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	80
Βάρος σε g	500
Μικτό βάρος σε kg	1
Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•