

## ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Ενισχυτικό πλύσης, συμπυκνωμένο υγρό, ουδέτερο, 5 l για αποτελεσματική αφαίρεση των λιπαρών λεκέδων.



- Αφαιρεί απαλά τους λιπαρούς λεκέδες από όλα τα υφάσματα
- Ιδιαίτερα απαλό με τα υφάσματα και τα χρώματα
- Απόλυτη καθαριότητα ακόμη και στους 30°C
- Κατάλληλο και ως γαλακτωματοποιητής και μέσο διάβρεξης

EAN: 4002516776185 / Αριθμός υλικού: 12495130 / Παλιός αριθμός υλικού: 59709101V1

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Αποτελέσματα πλύσης</b>	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεΐνης	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Πολύ καλό
Βαθμός λευκότητας	Πολύ καλό
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
<b>Πρόταση δοσολογίας</b>	
Τιμή pH στους 20°C	7,5
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
<b>Χρήση</b>	
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
Καθαρισμός αθλητικών ρούχων	•
Καθαρισμός ρούχων outdoor	•
Καθαρισμός ρούχων εργασίας	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Τύπος μέσου	Booster
Αλκαλικότητα	Ουδέτερο pH
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Επιφανειοδραστικά
Βιοδιασπώμενο	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C	•
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C	•
Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης	•
Ρύθμιση αφρού	•
Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm <sup>3</sup>	1,00
Χωρίς μικροπλαστικά	•
Απλή χρήση	•
Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά	•
<b>Αποθήκευση</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξη χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	36
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	249

## ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Ενισχυτικό πλύσης, συμπυκνωμένο υγρό, ουδέτερο, 5 l  
για αποτελεσματική αφαίρεση των λιπαρών λεκέδων.



EAN: 4002516776185 / Αριθμός υλικού: 12495130 / Παλιός αριθμός υλικού: 59709101V1

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	148
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	193
Μικτό βάρος σε kg	5,30 kg
Όγκος πλήρωσης σε ml	5000

### Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα

Συμμόρφωση GHS/CLP

•