

## ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Ενισχυτικό πλύσης, συμπυκνωμένο υγρό, ουδέτερο, 20 l  
για αποτελεσματική αφαίρεση των λιπαρών λεκέδων.



- Για χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional
- Αφαιρεί απαλά τους λιπαρούς λεκέδες από όλα τα υφάσματα
- Ιδιαίτερα απαλό με τα υφάσματα και τα χρώματα
- Απόλυτη καθαριότητα ακόμη και στους 30°C
- Κατάλληλο και ως γαλακτωματοποιητής και μέσο διάβρεξης

EAN: 4002516776208 / Αριθμός υλικού: 12495150 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 59709301V1

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Αυτόματη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Τύπος μέσου	Booster
Αλκαλικότητα	Ουδέτερο pH
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Επιφανειοδραστικά
Τιμή pH στους 20°C	7,5
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C	•
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C	•
Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης	•
Ρύθμιση αφρού	•
Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm <sup>3</sup>	1,00
Χωρίς μικροπλαστικά	•
Απλή χρήση	•
Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά	•
<b>Αποτελέσματα πλύσης</b>	
Αφαίρεση ρύπων	•
Αφαίρεση πρωτεΐνης	•
Απομάκρυνση λίπους	•
Βαθμός φωτεινότητας του λευκού	•
<b>Χρήση</b>	
Ξενοδοχεία και ξενώνες	•
Σπα, κέντρα ευεξίας και κέντρα αθλητισμού	•
Σχολεία και παιδικόι σταθμοί	•
Μικρές επιχειρήσεις	•
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και οίκοι ευγηρίας	•
Ιατρεία και κλινικές	•
Εστιατόρια, μπαρ και catering	•
<b>Αποθήκευση</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξη χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	36
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	385
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	258

## ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Ενισχυτικό πλύσης, συμπυκνωμένο υγρό, ουδέτερο, 20 l  
για αποτελεσματική αφαίρεση των λιπαρών λεκέδων.



EAN: 4002516776208 / Αριθμός υλικού: 12495150 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59709301V1

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	294
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	378
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	256
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	288
Μικό βάρος σε kg	21,00 kg
Όγκος πλήρωσης σε ml	20000
<b>Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα</b>	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•