

## ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Ενισχυτικό πλύσης, συμπυκνωμένο υγρό, ουδέτερο, 20 l για αποτελεσματική αφαίρεση των λιπαρών λεκέδων.



- Αφαιρεί απαλά τους λιπαρούς λεκέδες από όλα τα υφάσματα
- Ιδιαίτερα απαλό με τα υφάσματα και τα χρώματα
- Απόλυτη καθαριότητα ακόμη και στους 30°C
- Κατάλληλο και ως γαλακτωματοποιητής και μέσο διάβρεξης

EAN: 4002516776208 / Αριθμός υλικού: 12495150 / Παλιός αριθμός υλικού: 59709301V1

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Αποτελέσματα πλύσης</b>	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεΐνης	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Πολύ καλό
Βαθμός λευκότητας	Πολύ καλό
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
<b>Πρόταση δοσολογίας</b>	
Τιμή pH στους 20°C	7,5
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
<b>Χρήση</b>	
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
Καθαρισμός αθλητικών ρούχων	•
Καθαρισμός ρούχων outdoor	•
Καθαρισμός ρούχων εργασίας	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	288,00
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Τύπος μέσου	Booster
Αλκαλικότητα	Ουδέτερο pH
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Επιφανειοδραστικά
Βιοδιασπώμενο	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30-90°C	•
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C	•
Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης	•
Ρύθμιση αφρού	•
Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm <sup>3</sup>	1,00
Χωρίς μικροπλαστικά	•
Απλή χρήση	•
Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά	•
<b>Αποθήκευση</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξη χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	36

## ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Ενισχυτικό πλύσης, συμπυκνωμένο υγρό, ουδέτερο, 20 l  
για αποτελεσματική αφαίρεση των λιπαρών λεκέδων.



EAN: 4002516776208 / Αριθμός υλικού: 12495150 / Παλιός αριθμός υλικού: 59709301V1

### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	385
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	258
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	294
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	378
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	256
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	288
Μικτό βάρος σε kg	21,00 kg
Όγκος πλήρωσης σε ml	20000

### Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα

Συμμόρφωση GHS/CLP

•