

## ProCare Tex 11 COL - 8 kg

Απορρυπαντικό για χρωματιστά, σε σκόνη, ήπια αλκαλικό, 8 kg για πλύσιμο χρωματιστών χωρίς να ξεθωριάζουν.



- Εξαιρετικά συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για χρωματιστά
- Αφαιρεί λιπαρούς λεκέδες και βρομιά, προστατεύοντας τα υφάσματα και τα χρώματα
- Απόλυτη καθαριότητα ακόμη και στους 30°C
- Πολύ καλή προστασία από τον αποχρωματισμό
- Δερματολογικά ελεγμένο

EAN: 4002516775980 / Αριθμός υλικού: 12495170 / Παλιός αριθμός υλικού: 59710201V1

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Αποτελέσματα πλύσης</b>	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεΐνης	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Πολύ καλό
Αντιστατική δράση	Πολύ καλό
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
<b>Πρόταση δοσολογίας</b>	
Τιμή pH στους 20°C	10,5
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	-20
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
<b>Χρήση</b>	
Καθαριστήρια	•
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
Καθαρισμός αθλητικών ρούχων	•
Καθαρισμός ρούχων outdoor	•
Καθαρισμός ρούχων εργασίας	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Τύπος μέσου	Απορρυπαντικό για ευαίσθητα/χρωματιστά
Αλκαλικότητα	Ελαφρά αλκαλικό
Συγκεντρωτική μορφή	Σκόνη
Σύνθεση	Επιφανειοδραστικά, Αρώματα, Ένζυμα, Συμπλεκτικός παράγοντας
Βιοδιασπώμενο	•
Βιοδιασπώμενο χάρη στα ένζυμα ειδικού σκοπού	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C	•
Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης	•
Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm <sup>3</sup>	0,8
Αποδομείται χωρίς υπολείμματα	•
Χωρίς μικροπλαστικά	•
Απλή χρήση	•
Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά	•
<b>Αποθήκευση</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	-20
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξη χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας	•

## ProCare Tex 11 COL - 8 kg

Απορρυπαντικό για χρωματιστά, σε σκόνη, ήπια αλκαλικό, 8 kg  
για πλύσιμο χρωματιστών χωρίς να ξεθωριάζουν.

EAN: 4002516775980 / Αριθμός υλικού: 12495170 / Παλιός αριθμός υλικού: 59710201V1



Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	24
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	290
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	290
Βάρος σε g	8000
Μικτό βάρος σε kg	8,40 kg
<b>Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα</b>	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•