

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Απορρυπαντικό σε σκόνη για χρωματιστά, ήπια αλκαλικό, 20 kg για πλύσιμο χρωματιστών χωρίς να ξεθωριάζουν.



- Εξαιρετικά συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για χρωματιστά
- Αφαιρεί λιπαρούς λεκέδες και βρομιά, προστατεύοντας τα υφάσματα και τα χρώματα
- Απόλυτη καθαριότητα ακόμη και στους 30°C
- Πολύ καλή προστασία από τον αποχρωματισμό
- Δερματολογικά ελεγμένο

EAN: 4002516776130 / Αριθμός υλικού: 12495180 / Παλιός αριθμός υλικού: 59710301V1

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυτήρια ρούχων	•
<b>Αποτελέσματα πλύσης</b>	
Ισχύς διάλυσης ακαθαρσιών	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης πρωτεϊνών	Πολύ καλό
Ισχύς διάλυσης λίπους	Πολύ καλό
Αντιστατική δράση	Πολύ καλό
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
<b>Πρόταση δοσολογίας</b>	
Τιμή pH στους 20°C	10,5
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	-20
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
<b>Χρήση</b>	
Καθαριστήρια	•
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
Καθαρισμός αθλητικών ρούχων	•
Καθαρισμός ρούχων outdoor	•
Καθαρισμός ρούχων εργασίας	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	620,00
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Τύπος μέσου	Απορρυπαντικό για ευαίσθητα/χρωματιστά
Αλκαλικότητα	Ελαφρά αλκαλικό
Συγκεντρωτική μορφή	Σκόνη
Σύνθεση	Επιφανειοδραστικά, Αρώματα, Ένζυμα, Συμπλεκτικοί παράγοντες
Βιοδιασπώμενο	•
Βιοδιασπώμενο χάρη στα ένζυμα ειδικού σκοπού	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C	•
Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης	•
Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm <sup>3</sup>	0,8
Αποδομείται χωρίς υπολείμματα	•
Χωρίς μικροπλαστικά	•
Απλή χρήση	•
Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά	•
<b>Αποθήκευση</b>	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	-20
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Απορρυπαντικό σε σκόνη για χρωματιστά, ήπια αλκαλικό, 20 kg  
για πλύσιμο χρωματιστών χωρίς να ξεθωριάζουν.



EAN: 4002516776130 / Αριθμός υλικού: 12495180 / Παλιός αριθμός υλικού: 59710301V1

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξη χωρίς  
υποβάθμιση της ποιότητας

•

Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες

24

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

480

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

330

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

130

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

140

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

440

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

620

Βάρος σε g

20000

Μικτό βάρος σε kg

20,25 kg

#### Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα

Συμμόρφωση GHS/CLP

•