

ProCare Tex 30 C - 5 l

Ουδετεροποιητικός παράγοντας, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο, 5 l για απόλυτη προστασία των υφασμάτων χάρη στην αξιόπιστη ουδετεροποίηση.



- Ουδετεροποιητικός παράγοντας με βάση κιτρικό οξύ
- Για πρόπλυση ή για χρήση μετά την κύρια πλύση
- Κατάλληλο για όλα τα προγράμματα πλύσης
- Προλαμβάνει τις κιτρινίλες
- Σταθερές τιμές ουδέτερου pH στα υφάσματα

EAN: 4002516776215 / Αριθμός υλικού: 12495200 / Παλιός αριθμός υλικού: 59711101V1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Δοσομέτρηση	
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
Πρόταση δοσολογίας	
Τιμή pH στους 20°C	2,5
Ιδιότητες προϊόντος	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Χρήση	
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
Καθαρισμός αθλητικών ρούχων	•
Καθαρισμός ρούχων outdoor	•
Καθαρισμός ρούχων εργασίας	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	193,00
Ιδιότητες προϊόντος	
Τύπος μέσου	Παράγοντες εξουδετέρωσης
Αλκαλικότητα	Όξινο
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Κιτρικό οξύ
Βιοδιασπώμενο	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C	•
Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης	•
Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm ³	1,23
Βασισμένο σε 100% βιώσιμες πρώτες ύλες	•
Αποδομείται χωρίς υπολείμματα	•
Χωρίς μικροπλαστικά	•
Απλή χρήση	•
Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά	•
Αποθήκευση	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξη χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	24
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	249
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	148
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	193

ProCare Tex 30 C - 5 l

Ουδετεροποιητικός παράγοντας, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο, 5 l
για απόλυτη προστασία των υφασμάτων χάρη στην αξιόπιστη ουδετεροποίηση.



EAN: 4002516776215 / Αριθμός υλικού: 12495200 / Παλιός αριθμός υλικού: 59711101V1

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	249
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	148
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	193
Μικτό βάρος σε kg	5,55 kg
Όγκος πλήρωσης σε ml	5000

Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα

Συμμόρφωση GHS/CLP

•