

ProCare Tex 30 C - 10 l

Ουδετεροποιητικός παράγοντας, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο, 10 l για απόλυτη προστασία των υφασμάτων χάρη στην αξιόπιστη ουδετεροποίηση.



- Ουδετεροποιητικός παράγοντας με βάση κιτρικό οξύ
- Για πρόπλυση ή για χρήση μετά την κύρια πλύση
- Κατάλληλο για όλα τα προγράμματα πλύσης
- Προλαμβάνει τις κιτρινίλες
- Σταθερές τιμές ουδέτερου pH στα υφάσματα

EAN: 4002516776222 / Αριθμός υλικού: 12495210 / Παλιός αριθμός υλικού: 59711201V1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Δοσομέτρηση	
Κατάλληλο για αυτόματη δοσομέτρηση	•
Χειροκίνητη δοσομέτρηση	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε βαθμό σκληρότητας νερού	•
Πρόταση δοσολογίας	
Τιμή pH στους 20°C	2,5
Ιδιότητες προϊόντος	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Χρήση	
Ξενοδοχεία, εστίαση	•
Καθαρισμός αθλητικών ρούχων	•
Καθαρισμός ρούχων outdoor	•
Καθαρισμός ρούχων εργασίας	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Τύπος μέσου	Παράγοντες εξουδετέρωσης
Αλκαλικότητα	Όξινο
Συγκεντρωτική μορφή	Συμπυκνωμένο υγρό
Σύνθεση	Κιτρικό οξύ
Βιοδιασπώμενο	•
Χωρίς φωσφορικά άλατα	•
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και στους 40°C	•
Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης	•
Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση	•
Πυκνότητα (στους 20°C) σε g/cm ³	1,23
Βασισμένο σε 100% βιώσιμες πρώτες ύλες	•
Αποδομείται χωρίς υπολείμματα	•
Χωρίς μικροπλαστικά	•
Απλή χρήση	•
Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά	•
Αποθήκευση	
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	0
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης σε °C	40
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος χωρίς ψύξη	•
Τα δοχεία πρέπει πάντα να ξανασφραγίζονται αμέσως αεροστεγώς μόλις αφαιρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος	•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξη χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας	•
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σε μήνες	24
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	314
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	202
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	230
Μικτό βάρος σε kg	10,50 kg
Όγκος πλήρωσης σε ml	10000

ProCare Tex 30 C - 10 l

Ουδετεροποιητικός παράγοντας, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο, 10 l
για απόλυτη προστασία των υφασμάτων χάρη στην αξιόπιστη ουδετεροποίηση.

EAN: 4002516776222 / Αριθμός υλικού: 12495210 / Παλιός αριθμός υλικού: 59711201V1

Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα

Συμμόρφωση GHS/CLP

