

WA UP2 1403 L

Miele UltraPhase 2

γενικής χρήσης UltraPhase 2 κατάλληλο για κάθε UltraPhase 1.

EAN: 4002516779681 / Αριθμός υλικού: 12517030 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11997298EU2



- Ενεργό οξυγόνο για ήπια και αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων
- OxiCare για σχολαστική φροντίδα και καθαρισμό υφασ. και συσκευών
- WhiteBooster για ρούχα αστραφτερά λευκά
- Έως και 30% λιγότερη κατανάλωση απορρυπαντικού χάρη στην αυτόματη δοσομέτρηση
- Πολύ οικονομικό – 1,4 λίτρα για 50 πλύσεις
- Για όλα τα πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια Miele με TwinDos