

A 315/1

Μονάδα

Για αυξημένη χωρητικότητα και επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς.



- Αυξάνει τη δυναμικότητα του εγχυτήρα από 22 σε 44
- Δυνατότητα χρήσης σε όλα τα κάτω κάνιστρα A 151 που διατίθενται στην αγορά
- Συμβατό με όλα τα βασικά οδοντιατρικά και ΩΡΛ εξαρτήματα

EAN: 4002516881186 / Αριθμός υλικού: 12531630 / Παλιός αριθμός υλικού: 69631501D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Θερμικοί απολυμαντές

•

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8581

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8591

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 C

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο για εργαλεία ΩΡΛ

•

Ένθετο/μονάδα για οδοντιατρικά εργαλεία

•

Άλλα ένθετα/άλλες μονάδες

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Επιλογή χρήσης κεντρικού φίλτρου

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ

•

Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων

•

Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς

•

Χωρητικότητα

Εργαλεία ΩΡΛ [πλήθος]

22

Εργαλεία μετάδοσης [πλήθος]

22

Σιφόνια [πλήθος]

22

Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]

22

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

165

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

505

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

550

Καθαρό βάρος σε kg

2,90

Μικτό βάρος σε kg

3,66

Συνοδευτικό πακέτο

Σετ κλειδιών DIN 838 [αριθμός]

1