


APWD 153

Κάνιστρο

Για συγκράτηση κανονικών δικτυωτών δίσκων DIN καθώς και διαφόρων ενθέτων.



EAN: 4002516847540 / Αριθμός υλικού: 12537450 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69615300D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Θερμικοί απολυμαντές

•

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PWD 8682 C

•

Κατηγορία προϊόντων

Φορέας/φορέας για κάνιστρα

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυναικολογικών εργαλείων

•

Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ

•

Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων

•

Επεξεργασία κτηνιατρικών εργαλείων

•

Επεξεργασία ποδολογικών εργαλείων

•

Επανεπεξεργασία λεκανών

•

Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων

•

Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων

•

Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς

•

Επανεπεξεργασία δίσκων

•

Επανεπεξεργασία δικτυωτών δίσκων

•

Επανεπεξεργασία μικρών εξαρτημάτων

•

Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Χωρητικότητα

Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]

2

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

88

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

530

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

522

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

115

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

540

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

553

Καθαρό βάρος σε kg

1,86

Μικό βάρος σε kg

2,46