

MB1 250
Μεζούρα, 250 ml
για την εύκολη δοσομέτρηση προϊόντων ProCare.



- Δοχείο-μεζούρα με ανθεκτική λαβή
- Τυπωμένη κλίμακα με προσαυξήσεις των 5 ml
- Για δοσομέτρηση ακριβείας υγρών και απορρυπαντικών σε σκόνη

EAN: 4002516805953 / Αριθμός υλικού: 12594330 /
Παλιός αριθμός υλικού: 59712001V1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
ProCare	•
Εφαρμογές	
Εύκολη δοσομέτρηση προϊόντων ProCare	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Δυνατότητα στοιβαξης	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	115
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	117
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	77
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	105
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	94
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	132
Μικό βάρος σε kg	0,09