

MB1 250  
Μεζούρα, 250 ml  
για την εύκολη δοσομέτρηση προϊόντων ProCare.



- Δοχείο-μεζούρα με ανθεκτική λαβή
- Τυπωμένη κλίμακα με προσαιξήσεις των 5 ml
- Για δοσομέτρηση ακριβείας υγρών και απορρυπαντικών σε σκόνη

EAN: 4002516805953 / Αριθμός υλικού: 12594330 / Παλιός αριθμός υλικού: 59712001V1

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
ProCare	•
<b>Εφαρμογές</b>	
Εύκολη δοσομέτρηση προϊόντων ProCare	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	132,00
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	115
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	117
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	77
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	105
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	94
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	132
Μικτό βάρος σε kg	0