

DV1 DIN51
Βαλβίδα εκροής
για εύκολη δοσομέτρηση υγρών προϊόντων ProCare.



- Εύκολη δοσομέτρηση γρήγορα και καθαρά
- Βιδωτό καπάκι DIN 51 για κάνιστρα ProCare των 5 l και 10 l
- Εύκολο άνοιγμα/κλείσιμο

EAN: 4002516815440 / Αριθμός υλικού: 12594480 / Παλιός αριθμός υλικού: 59713001V1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
ProCare	•
Εφαρμογές	
Εύκολη δοσομέτρηση υγρών προϊόντων ProCare	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	150,00
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	62
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	98
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	66
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	150
Μικτό βάρος σε kg	0