


E 167

Καλάθι μαχαιροπύρουων  
Για στήριξη μαχαιροπύρουων.



- Κατάλληλο για το κόνιστρο πιάτων U 506
- 7 Τμήματα

EAN: 4002516854869 / Αριθμός υλικού: 12663060 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 67616702D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•

#### Παρόμοια προϊόντα

G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

E 167

Καλάθι μαχαιροπήρουνων  
Για στήριξη μαχαιροπήρουνων.



EAN: 4002516854869 / Αριθμός υλικού: 12663060 /

Παλιός αριθμός υλικού: 67616702D

PTD 704

#### Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο για μαχαιροπήρουνα

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Πλαστικά

Χρώμα

Λευκό

Αριθμός θαλάμων

7

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

95

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

170

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

550

Καθαρό βάρος σε kg

0,19

Μικό βάρος σε kg

0,34