

E 168

Καλάθι μαχαιροπήρουνων
για άριστη τοποθέτηση μαχαιροπήρουνων.



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο
κάνιστρο μπιστρό U 407
- 4 τμήματα

EAN: 4002516854401 / Αριθμός υλικού: 12663110 / Παλιός αριθμός υλικού: 67616802D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8164	•
PTD 701	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για μαχαιροπήρουνα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Λευκό
Αριθμός θαλάμων	4
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	85
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	275
Καθαρό βάρος σε kg	0,49
Μικτό βάρος σε kg	0,61